

Modo de empleo

Hyluprotect

Multidosis 15 ml

Hialuronato sódico 0,1%

Aplicaciones:

- Para humectar y lubricar el ojo.
- Para aliviar la sensación de sequedad y la irritación benigna ocasionada por agresiones del entorno, el cansancio, el trabajo prolongado frente a pantallas de vídeo o el uso de lentes de contacto, siempre que se trate de irritaciones no consideradas como patológicas.
- **Apta para el uso con lentes de contacto.**

Presentación del producto:

Frasco multidosis de 15 ml, con un contenido de 0,1% de hialuronato alta definición en una solución salina tamponada con fosfato y con polihexanida como conservante. El hialuronato sodio utilizado no es de origen animal (obtenido por fermentación).

El contenido del frasco se esteriliza por filtración. Se garantiza su esterilidad siempre que el frasco no esté dañado.

Composición por ml:

1 mg de hialuronato sódico de alta definición
0,0015 mg de polihexanida (PHMB)
0,1 mg de edetado sódico (EDTA)
Tampón fosfato isotónico
Agua purificada

Modo de empleo:

- Lave y seque cuidadosamente sus manos.
- Compruebe que el frasco está intacto para estar seguro de su esterilidad.
- Para abrir el frasco, gire el tapón en el sentido de las agujas del reloj para romper el cierre de seguridad.
- Ponga el frasco boca abajo y vierta dos gotas en cada ojo cuidando no tocar el ojo con el frasco.

Este producto puede utilizarse con cualquier tipo de lentes de contacto.

Para adultos y niños.

Conservación:

Conservar a una temperatura entre 2-25°C.

No congelar.

Usar antes de **3 meses** después de abrir el frasco.

No exponer a la luz (sol).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservación del dispositivo:

No sobrepasar la fecha límite de caducidad que aparece en el envase exterior.

Precauciones de empleo:

No utilizar si el frasco está dañado.

No utilizar si el producto está turbio o decolorado.

No tocar el ojo con el frasco para evitar cualquier arañazo o infección del ojo.

No utilizar en caso de alergia a uno de los componentes.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

No utilizar como tratamiento de estados patológicos.

En caso de aparición de problemas tras la utilización, consulte a su médico.

Fecha de revisión de las instrucciones de uso: Abril 2013

Fabricante:

Lapis Lazuli International NV

Damsluisweg 48

NL-1332 ED Almere

C E 0473

REF 1092/01 742

Distribuido por:

Laboratorios Thea, S.A.

C/ Enric Granados, nº 86-88, 2ª planta,
08008 Barcelona

Pharmassist

26-28, rue Marius Aujan

92300 Levallois-Perret

FRANCE

 **Théa**