


E1396BP15LTE/0117

Hyluprotect 15 ml



Hyluprotect®

**Hialuronato sódico
0,1%**

Solución hidratante
y lubricante

15 ml

LOT



REF 279/03 2485

Hyluprotect
Hialuronato sódico 0,1%


Para aliviar la sensación de sequedad ocular y la irritación benigna ocasionada por agresiones del entorno, el cansancio, el trabajo prolongado frente a pantallas de vídeo o el uso de lentes de contacto, siempre que se trate de irritaciones no consideradas como patológicas. Apta para el uso con lentes de contacto.

DESECHAR EL ENVASE A LOS 3 MESES DESPUÉS DE LA PRIMERA APERTURA.

Vía oftálmica.
Aplicación ocular.



Comercializado por:
Laboratorios Thea S.A.
C/ Enric Granados,
nº 86-88, 2ª planta
08008 Barcelona

 **Fabricante:**
Lapis Lazuli International NV,
Damsluisweg 48,
NL-1332 ED Almere

C . N . 1 5 2 2 3 1



CE 0473

STERILE A

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar a una temperatura entre 2-25°C.

No congelar.
No exponer a la luz (sol).

Girar en sentido contrario a las agujas del reloj para desprecintar.

Composición :
Hialuronato sódico 0,1%, 0,0015 mg de polihexanida (PHMB) 0,1 mg de edetado sódico (EDTA), tampón fosfato isotónico, agua purificada.